



Změna:

Stanovení vysoce senzitivního kardiálního troponinu (cTnl 3rd Gen) v plné krvi a plazmě

Pro akutní ischemii myokardu je stanovení srdečních troponinů vysoce citlivou metodou dnes běžné a dosažitelné. OKB SN zavedla stanovení cTnl 3-tí generace na analyzátoru **TOSOH AIA**

Vysoká citlivost metody umožnila nižší hodnotu referenčního rozmezí. Zároveň přecházíme na jednotky, které používá FN Plzeň tj. ng/l., místo dosud užívaných ng/ml , tedy na hodnoty 1000x vyšší.

Referenční rozmezí pro cTnl 3rd Gen je pro hodnoty nižší než 60 ng/l.

Ke změně metody dochází k 01.03.2015

Ve Stodu 25.02.2015
Ing.V.Polívková